



[INNOVANDO
EN PRÓTESIS]

Presentación:

Dos pastas en empaque individual para mezclar uniformemente antes de la aplicación.

Tiempo de endurecimiento:

40-50 minutos prótesis internas y 90-100 min prótesis externas

Descripción:

Material sólido, de color blanco a gris claro, de textura lisa y olor característico a resina expóxica.

Dureza:

1200kg/cm²

Esterilidad:

Opcional

Otras Características:

- Biocompatible
- Moldeable Según el Defecto a Reparar
- No Tóxico
- No Mutagénico
- No Carcinógeno
- No Alergénico
- No Exotérmico
- Sin Resorción

Medidas de Seguridad:

Se recomienda el uso de guantes de látex o nitrilo durante su aplicación, humedecidos ligeramente con solución salina o agua estéril para evitar adhesión excesiva.

